

# DAB, DLB, DBS

## Технические характеристики

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	



## **DAB 100-3 Kern Анализатор влажности Макс. 110 г: d = 0,001 г: 40 ° C - 199 ° C**

**Код:** DAB 100-3

**Производитель:** Kern

ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 14 мм

Процесс сушки активен

Активный профиль отопления

Критерии активного отключения

Предыдущее время сушки

Текущая температура

Текущее содержание влаги в%

Галогенный кварцевый стеклянный обогреватель 400 Вт

Окно наблюдения над образцом, полезно при начальной настройке

Внутренняя память для автоматической последовательности 15 завершенных процессов сушки и 5 выполненных процессов сушки

Последнее измеренное значение остается на дисплее, пока оно не будет заменено новым измерением.

50 образцов пластин в комплекте

Руководство по применению: в Интернете вы найдете практическое руководство по применению, содержащее множество примеров, полевые отчеты, настройки и советы для каждого анализатора влажности KERN.

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761179622



## Анализатор влажности DAB 100-3 Kern

**Производитель:** Kern

Анализатор влажности с удобным графическим дисплеем и памятью на 15 программ сушки.

- Галогенный нагреватель из кварцевого стекла, 400 Вт
- ЖК дисплей с подсветкой, высота цифр 14 мм
- Отображение: активный процесс сушки, активный профиль нагрева, активные критерии отключения, предыдущее время сушки, текущая температура, значение влажности в %, промежуточный результат в влаго-процентах
- Окошко над образцом для наблюдения, полезно во время начальной настройки
- Внутренняя память для 15 программ сушки и 5 реализованных процессов сушки
- Последнее измеренное значение остается на дисплее до тех пор, пока не будет заменено новым измерением
- В комплекте 50 пластин для образцов

Характеристики

Разрешение: 0,001 г/0,01 %

Макс. нагрузка: 110 г

Воспроизводимость: 0,02 %

Диапазон температуры: от 44 до 199 °С с шагом 1 °С

Габариты (Ш x Г x В): 240 x 365 x 180 мм

Вес: 4,82 кг

---



## Анализатор влажности DAB 200-2, Kern & Sohn

**Производитель:** Kern

Модель с более низким разрешением, при которой критерий выключения достигается быстрее, что экономит время. Идеально подходит для быстрых тестов и выборочных проверок.

Характеристики

Дискретность: 0,05 % или 0,01 г

Макс. нагрузка: 200 г

Воспроизводимость, вес образца 2 г/10 г: 1,5 %/0,3 %

Тип	Кол-во в упак.	Кат. номер
DAB 200-2	1	6.292 002



## DLB 160-3A Kern Анализатор влажности 0,001 г: 160 г

**Код:** DLB 160-3A

**Производитель:** Kern

ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 17 мм

Текущее содержание влаги в%

Единица показанного результата, например, влажность

Процесс сушки активен

Галогенный кварцевый стеклянный обогреватель 400 Вт

Внутренняя память для автоматической последовательности 5 полных процессов сушки

Последнее измеренное значение остается на дисплее, пока оно не будет заменено новым измерением.

10 образцов пластин в комплекте

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Руководство по применению: в Интернете вы найдете практическое руководство по применению, содержащее множество примеров, полевые отчеты, настройки и советы для каждого анализатора влажности KERN.

Вес нетто: 5 кг

Код EAN: 4045761133952



## DBS 60-3 Kern Анализатор влажности 1 мг: 60 г

**Код:** DBS 60-3

**Производитель:** Kern

ЖК-дисплей с подсветкой, высота цифр 15 мм

Процесс сушки активен

Предыдущее время сушки

Текущая температура

Единица показанного результата, например, влажность

Текущее содержание влаги в%

Активный профиль отопления

Галогенный кварцевый стеклянный обогреватель 400 Вт

Окно наблюдения над образцом, полезно при начальной настройке

Внутренняя память для автоматического запуска 10 программ сушки и 100 уже выполненных процессов сушки

Последнее измеренное значение остается на дисплее, пока оно не будет заменено новым измерением.

Описание образца до 99 образцов, 2 цифры, свободно программируемые и напечатаны в протоколе измерений

Дата и время отображаются стандартно

10 образцов пластин в комплекте

Защитный рабочий чехол входит в комплект поставки

Руководство по применению: в Интернете вы найдете практическое руководство по применению, содержащее множество примеров, полевые отчеты, настройки и советы для каждого анализатора влажности KERN.

Вес нетто: 4,6 кг

Код EAN: 4045761124226

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	